

IQ CHAMBER İLE TESTİN YAPILIŞI ... (Kutu içinden tıklanarak)

1.
 - a. Chemotechnique uygulama flasterine, 5 IQ Chamber birimini dikey pozisyonda flasterlerdeki kuyucuklara yerleştirin. Ya da IQ Chamber'ları bir masa üzerine koyun ya sağ yada sol köşesinden kaldırın.
 - b. Plastik koruyucunun delikli köşesini aşağıya doğru kıvrarak koparın.
 - c. Bandı 90° açıyla geriye doğru çekin böylece bütün chamber'lar uygun konuma gelecektir.
 - d. Sağ üst chamber'a test materyalinden uygulayın.Diğer chamber'larında hepsini sırayla doldurun böylece test ünitesi hastanın sırtına uygulanmaya hazırdır.Test ünitesi hastanın sırtına uygulandığı zaman sağ üst köşenin sol üst köşe olacağını unutmamak gerekir.Yani hastanın sırtına uygulandığında üst sağ chamber, No.1, sol üst chamber olacaktır.IQ chamberları kullanmak çok avantajlıdır.Çeşitli test üniteleri hazırlanabilir ve buzdolabında saklanabilir.Bu metodu uygulamak isterseniz arka bandı plastik koruyucuya koyun ve test serilerini isimlendirip numaralandırarak işaretleyin.(Örneğin; Standard 1-10)
2. Likit allerjenler uygulandığında, chamber'daki süzgeç kağıdına test çözeltisinden 1 damla damlatın.Miktar süzgeç kağıdını ıslatmaya yetecek kadar olmalıdır.
3. Test bandı hastaya uygulandığı zaman, hastanın mümkünse sırtının üst kısmını kullanın ve test bandını sırtın orta kısmına uygulamaktan kaçının.Bazı durumlarda kolların üst kısımlarında kullanılabilir.Eğer hastanın cildi yağlıysa cildini etanolle yavaşça temizleyiniz.Test ünitesi uygulanacağı zaman hastayı öne doğru yavaşça eğin.
4. Bandın 1. ve 5. chamber'ının sol kısmını özel Chemotechnique Skin Marker'ı ile işaretleyin.İsteğe bağlı olarak eğer gerekli ise emniyet açısından test patch bandı olarak cerrahi bantlar kullanılabilir. Allerjenlerin, numaralarını ve isimlerini, sol üst köşeden başlayıp aşağıya sağ alt köşeye kadar kaydedin.En güvenli yol, Chemotechnique Quick Search computer software kullanarak kayıt formları oluşturmaktır.
5. Hastaya, örneğin aşağıdaki gibi bir açıklama formu verin:

Cildinizde allerjik kontakt dermatit durumunun meydana gelmesi, çeşitli kimyasallar, ilaçlar, kozmetikler vs. çevresel etkenler nedeniyledir. Metod, patch test uygulayarak mevcut olan kontakt dermatiti bulmaktır. Test allerjenleri sırtınıza küçük chamber'larla yapıştırılacaktır. Bu chamber'lar sırtınızda 48 saat kalacaktır. Bu süre zarfında yıkanmamanız ve terlemeye neden olacak ağır işten veya egzersizden kaçınmanız gerekir. Eğer patch testler ıslanırsa çıkabilir. Patch testler 48 saat sonra çıkartılmalı ve siz test sonuçlarının okunması için doktora 1 gün sonra başvurmalısınız. Doktorun kararına göre tekrar okuma için 1 hafta sonra yine çağrılabilirsiniz. 1 veya daha fazla bölgede kaşıntı olabilir.Bu bölgeleri kaşıyarak tahriş etmekten kaçınınız. Aksi taktirde bu durum test sonucunu değiştirir.Eğer test pozitif sonuç verirse minyatür bir egzema gibi görünür. Patch'lerden bir veya bir kaç çıkarsa tekrar bir parça bant ile tutturunuz. Test sırasında kortizonlu ilaç almayın ve sırtınızı güneşten koruyunuz.

6. Testin okunması yapıılışından 72 saat sonra olmalıdır. Bir çok örnekte 1 hafta sonraki 2. okumada sonuç alınmıştır. Test sonuçlarının yorumu aşağıdaki şema kullanılarak yapılabilir.

- Negatif reaksiyon
- ? aüpheli reaksiyon
- + Pozitif reaksiyon (Kabartı oluşturmayan)
- ++ Kuvvetli reaksiyon (Ödem veya kabartı oluşturan)
- +++ Aşırı reaksiyon (Yara veya şişikler)
- IR İritasyon meydana getiren reaksiyon
- NT Not tested

IQ CHAMBER İLE PATCH TESTİN YAPILIŞI

- Chemotechnique uygulama flasterine, 5 IQ Chamber birimini dikey pozisyonda flasterlerdeki kuyucuklara yerleştirin. Ya da IQ Chamber'ları bir masa üzerine koyun ya sağ yada sol köşesinden kaldıryın.
 - Plastik koruyucunun delikli köşesini aşağıya doğru kıvrarak koparın.
 - Bandı 90° açıyla geriye doğru çekin böylece bütün chamber'lar uygun konuma gelecektir.
 - Sağ üst chamber'a test materyalinden uygulayın. Diğer chamber'larında hepsini sırayla doldurun böylece test ünitesi hastanın sırtına uygulanmaya hazırdır. Test ünitesi hastanın sırtına uygulandığı zaman sağ üst köşenin sol üst köşe olacağını unutmamak gerekir. Yani hastanın sırtına uygulandığında üst sağ chamber, No.1, sol üst chamber olacaktır. IQ chamberları kullanmak çok avantajlıdır. Çeşitli test üniteleri hazırlanabilir ve buzdolabında saklanabilir. Bu metodu uygulamak isterseniz arka bandı plastik koruyucuya koyun ve test serilerini isimlendirip numaralandırarak işaretleyin. (Örneğin; Standard 1-10)
- Likit allerjenler uygulandığında, chamber'daki süzgeç kağıdına test çözeltisinden 1 damla damlatın. Miktar süzgeç kağıdını ıslatmaya yetecek kadar olmalıdır.
- Test bandı hastaya uygulandığı zaman, hastanın mümkünse sırtının üst kısmını kullanın ve test bandını sırtın orta kısmına uygulamaktan kaçının. Bazı durumlarda kolların üst kısımlarında kullanılabilir. Eğer hastanın cildi yağlıysa cildini etanolla yavaşça temizleyiniz. Test ünitesi uygulanacağı zaman hastayı öne doğru yavaşça eğin.
- Bandın 1. ve 5. chamber'ının sol kısmını özel Chemotechnique Skin Marker'ı ile işaretleyin. İsteğe bağlı olarak eğer gerekli ise emniyet açısından test patch bandı olarak cerrahi bantlar kullanılabilir. Allerjenlerin, numaralarını ve isimlerini, sol üst köşeden başlayıp aşağıya sağ alt köşeye kadar kaydedin. En güvenli yol, Chemotechnique Quick Search computer software kullanarak kayıt formları oluşturmaktır.
- Hastaya, örneğin aşağıdaki gibi bir açıklama formu verin:
 - Cildinizde allerjik kontakt dermatit durumunun meydana gelmesi, çeşitli kimyasallar, ilaçlar, kozmetikler vs. çevresel etkenler nedeniyle. Metod, patch test uygulayarak mevcut olan kontakt dermatiti bulmaktır.
 - Test allerjenleri sırtınıza küçük chamber'larla yapıştırılacaktır.
 - Bu chamber'lar sırtınızda 48 saat kalacaktır. Bu süre zarfında yıkanmamanız ve terlemeye neden olacak ağır işten veya egzersizden kaçınmanız gerekir. Eğer patch testler ıslanırsa çıkabilir.
 - Patch testler 48 saat sonra çıkartılmalı ve siz test sonuçlarının okunması için doktora 1 gün sonra başvurmalsınız.
 - Doktorun kararına göre tekrar okuma için 1 hafta sonra yine çağrılabilirsiniz.
 - Bir veya daha fazla bölgede kaşıntı olabilir. Bu bölgeleri kaşıyarak tahriş etmekten kaçınınyz. Aksi takdirde bu durum test sonucunu değiştirebilir. Eğer test pozitif sonuç verirse minyatür bir egzema gibi görünür.
 - Patch'lerden bir veya bir kaç çıkarsa tekrar bir parça bant ile tutturunuz.
 - Test sırasında kortizonlu ilaç almayın ve sırtınızı güneşten koruyunuz.
- Testin okunması yapıışından 72 saat sonra olmalıdır. Bir çok örnekte 1 hafta sonraki 2. Okumada sonuç alınmıştır. Test sonuçlarının yorumu aşağıdaki şema kullanılarak yapılabilir.
 - Negatif reaksiyon
 - ? Şüpheli reaksiyon
 - + Pozitif reaksiyon (Kabartı oluşturmayan)
 - ++ Kuvvetli reaksiyon (Ödem veya kabartı oluşturan)
 - +++ Aşırı reaksiyon (Yara veya tıçıklar)
 - IR İritasyon meydana getiren reaksiyon
 - NT Not tested

ALBIO

KİMYEVİ MADDELER İTHALAT VE TİC. A.Ş.

SAYIN DOKTOR

Chemotechnique Diagnostics IQ-Chamber patch test uygulama flasterini sunmaktan kıvanç duyar.

Uygulama flasteri cilde kolaylıkla yapışan özel bir hipoallerjenik flaster üzerindeki silikon kuyucuklardan oluşmuştur. Bu flasterde 10 kuyucuk bulunur.

- **IQ Chamber'in avantajları**
 1. **Hastanın chamber (kuyucukların) maddesine karşı olan allerjisi**
 2. **Allerjen ve chamber materyali arasındaki reaksiyonları önlemek için IQ Chamber inaktif polietilen plastikten yapılmıştır. Alüminyum kuyucuklar kullanıldığında bu yan etkileri sıklıkla görebilmekteyiz.**
- **IQ Chamber'lar kare şeklinde olduğundan allerjik ve irritan reaksiyonları ayırmak kolaylaşır.**
- **Chamber'lar arasındaki mesafe, komşu reaksiyonların birbirine yayılmasını minimuma indirecek şekilde dizayn edilmiştir.**
- **Flasterin yapışkan kuvveti ve hipoallerjenik özelliği patch test amacına uygundur.**
- **IQ Chamber'lar kullanımdan 1-2 hafta önce hazırlanabilir ve plastik paketler içinde buzdolabında saklanabilir. Endüstride patch test uygulamak gerektiğinde bu şekilde önceden hazırlanıp, saklanabilir. Bu özellik patch testin uygulanışını verimli ve ekonomik yapar ve de zamandan tasarruf sağlar.**

Japonya'da yapılan yeni bir çalışmada IQ Chamber ile Alüminyum kökenli chamber'ları karşılaştırıp, IQ Chamber'ların Alüminyum olanlara göre nikel allerjisini daha çok vakada tesbit edebildiği görülmüştür. Yapılan yorum IQ Chamber'ların kullanımının Alüminyum olanlara göre daha rahat olduğu şeklindedir.

**Chemotechnique Diagnostics
P.O.Box 80, S-230 42 Tygelsjö, Malmö, Sweden.
Tel : +46 40 466077, Fax : +46 40 466700
e-mail : info@chemotechnique.se
Web address : http://www.chemotechnique.se**